

B. BRAUN BARKOD SİSTEMLERİ

VERİ MATRİSİ

B. Braun her ambalaj ve kutu üzerinde EAN-128 bilgisi ile veri matrisi (2D veya iki boyutlu) barkodlarını bastırır, bu şekilde her ambalaj düzeyinde son kullanma tarihi ve parti numarası içeren benzersiz bir ürün tanımlamasını garanti eder.



LİNEER BARKOD

Veri matrisine ek olarak, B. Braun her kutu üzerinde EAN-128 bilgisi ile barkodu bastırır.

PRİMER BARKOD

GTIN 13 [Küresel Ticaret Kalem Numarası].



SEKONDER BARKOD

Son kullanma tarihi parti numarası.



EAN-128 BİLGİSİ

- GTIN 13 [Küresel Ticaret Kalem Numarası] uygulama tanımlayıcı 01
- Son kullanma tarihi uygulama tanımlayıcı 17
- Parti numarası uygulama tanımlayıcı 10

B. BRAUN DEVAMLI YÜKSEK KALİTE GARANTİSİ

All B. Braun products have the labeled CE Mark.

ISO 15223'e göre tıbbi cihazların etiketlenmesinde kullanılan semboller.

Tekrar kullanılmaz



Kullanım süresi (yıl+ay)



Paket açılmadığı veya zarar görmediği sürece steril
Sterilizasyon yöntemi: Etilen oksit

STERILE EO

Paket açılmadığı veya zarar görmediği sürece steril
Sterilizasyon yöntemi: Gama ışınması

STERILE R

CE-işareti ve onaylanmış kuruluşun tanım numarası.
Ürün, 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihaz Direktifi'nin gerekli şartlarına uygundur.



Parti numarası

LOT

DİKKAT (Kullanım talimatlarına bakınız)



Katalog numarası

REF